




Knip dit meetlint op de de stippellijn uit.
Wikkel het om je Pip- of Dippgewricht.
Check in onderstaande tabel wat jouw maat is.

MAATTABEL

Ossatec Ossa Octa

Aantal cm	4	4,5	4,75	5	5,5	6	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25
Ossa Octa	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



De Ossa Octa beschermt uw vingers

Door het minimalistische en open ontwerp van de Ossa Octa is het bijzonder gebruiksvriendelijk en kunt u als gebruiker nagenoeg al uw handelingen blijven verrichten.

De Ossa Octa werkt wanneer u hem nodig heeft door middel van drie drukpunten welke u vingergewricht stabiliseert en in de goede positie behoudt.

Te gebruiken bij

- Luxatie van de vingerkootjes (PIP en DIP gewricht)
- Mallet finger (ook wel baseball- of hamer vinger genoemd)
- Klim vinger
- Triggerfinger (ook wel springvinger genoemd)
- Artrose
- Boutoniére Deformity (of wel Swan finger of Jammed finger genoemd)
- Fracturen