




Knip dit meetlint op de de stippellijn uit.  
Wikkel het om je Pip- of Dippgewricht.  
Check in onderstaande tabel wat jouw maat is.

## MAATTABEL

# Ossatec Stack Splint

Aantal cm	4	4,5	4,75	5	5,5	6	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25
Stack Splint	1				2	3	4	5	5,5		6		7	



### Stack Splint immobiliseert uw vingerkootje

Stack Splints ondersteunen de gewrichten van uw vingertoppen.

Dit is nodig wanneer u bijvoorbeeld een mallet vinger heeft opgelopen. Uw strekpees is dan beschadigd.

### Te gebruiken bij

- Mallet vinger
- Aandoening van de strekpees
- Avulsiefractuur vingertopje